

# DURELNA SERIE

***Durelna 3***  
***Durelna 4***  
***Durelna 4 super***



- comfortabel
- soepel
- flexibel

# DURELNA SERIE

## productinformatie

### KENMERKEN

Breiwerk : Vlakbrei,  
zacht door gebruik van  
multifilamentgaren  
soepele lengterek

Drukklassse : 3, 4 en 4+

Stiffness : hoog

Drukpatroon : afnemend

Uitvoering : maatwerk

### SAMENSTELLING

Durelna 3 : 45% katoen, 25% polyamide  
23% natuurrubber, 7% Lycra®

Durelna 4 : 18% katoen, 45% polyamide  
31% natuurrubber, 6% Lycra®

Durelna 4 Super : 24% katoen, 31% polyamide  
40% natuurrubber, 5% Lycra®

		UITVOERINGEN MAATWERK												
Kleur	Teenaafwerking	AB	AD	AF	AG	AGT	AT	ATS*	DF	DG	DGT	DT	DTS*	
Beige	Open (recht of schuin)	•	•	•	•	•	•	•						
	Gesloten (recht of schuin)	•	•	•	•	•	•	•						
Afwerkingsopties		AB	AD	AF	AG	AGT	AT	ATS*	DF	DG	DGT	DT	DTS*	
siliconen band	3 cm	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 cm	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
elastisch band	3 cm	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 cm	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
schuine voet		•	•	•	•	•	•	•						
kniebocht				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
verkorte wreef		•	•	•	•	•	•	•						
schuine G afwerking					•	•	•	•	-	•	•	•	•	

\* ATS = eenbeenspanty; DTS = eenbeenspanty vanaf D

### SPECIFIEKE OPTIES IN MAATWERK

- AT/ATS/DT/DTS desgewenst met compressiebroek

### TOEPASSINGEN

- CVI stadium III
- varicosis met oedeem
- DVT/PTS
- nabehandeling ulcus cruris
- primair lymfoedeem
- secundair lymfoedeem

### CONTRA-INDICATIES

- ernstige arteriële insufficiëntie
- instabiele decompensatio cordis
- huidinfecties
- bacteriële veneuze ontsteking (septische flebitis)

Bovenstaande contra-indicaties zijn niet specifiek voor Therapeutische Elastische Kousen maar gelden voor compressietherapie in algemene zin.