



People.Health.Care.

Stuur dit formulier naar:
VENOSAN@nl.lrmed.com



Compression Stockings

Lohmann & Rauscher B.V.


Antennestraat 86-B

1322 AS Almere

T. 088 104 65 64

Bestelformulier voor VENOSAN therapeutische elastische kousen been en voet

Naam praktijk / instelling:	Adres:	Datum:
Naam behandelaar:	Postcode / Woonplaats:	Telefoonnr.:
Uw kenmerk / referentie / schanummer:		



meetgegevens

heup/taille		c-omvang (cm)		l-lengte (cm)	
cT		IGT		IK1T	
cH		IK2T			

been/voet		c-omvang (cm) links		l-lengte (cm)		c-omvang (cm) rechts	
cG		IG		cG			
cF		IF		cF			
cE		IE		cE			
cD		ID		cD			
cC		IC		cC			
cB1		IB1		cB1			
cB		IB		cB			
cY				cY			
cA		IA		cA			
		IZ					
		IA-mediaal					} uitsluitend invullen bij schuine teen afwerking ²⁾
		IA-lateraal					

pelotten plaatsing


mediaal	L-	<input type="checkbox"/>
lateraal	L-	<input type="checkbox"/>

pelotten plaatsing

mediaal	-R	<input type="checkbox"/>
lateraal	-R	<input type="checkbox"/>

Pelotten aankruisen indien van toepassing en niet mogelijk in Venosan Soft 1,2,3 en in rondbrei.

beschikbare modellen



product

rondbrei	Ccl.	model	aantal (paar)	conf. maat	maatwerk	kleur*	
						beige	zwart
Venosan Prestige	2						
Venosan Prestige Cotton	2						
Venosan Prestige	3						

vlakbrei

	Ccl.	model	aantal (paar)	conf. maat	maatwerk	kleur*	
						beige	zwart
Venosan Soft	1						
Venosan Soft	2						
Venosan Pro	2						
Venosan Soft	3						
Venosan Pro	3						
Venosan Strong	3						
Venosan Durelna	3						
Venosan Strong	4						
Venosan Durelna	4						
Venosan Strong S	4						
Venosan Durelna S	4						

* Venosan Prestige 2 confectie en maatwerk, Venosan Prestige 3 maatwerk, Venosan Soft en Venosan Pro maatwerk beschikbaar in zwart.

afwerkingen en opties

Banden

- 3 cm siliconenband
- 5 cm siliconenband
- 3 cm elastisch band¹⁾
- 5 cm elastisch band

Overige

- open teenstuk
- gesloten teenstuk²⁾
- schuine teenafwerking²⁾
- verkorte wreef

- compressie tot in de lies³⁾
- compressiebroek⁴⁾
- schuine G⁵⁾
- ingebreide kniebocht
- kous in 2 losse delen (bijv. AD+DG)
- Stompafwerking

³⁾ IG nog steeds 5 cm onder K meten

⁴⁾ broekdeel uitgevoerd in Venosan Pro 2, m.u.v. Venosan Soft

⁵⁾ in AG en DG alleen met 5 cm band

Alle lengtematen worden vanaf de grond t/m E aan de binnenzijde gemeten en F en hoger aan de buitenzijde van het been.

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van dit formulier.

De patiënt heeft toestemming gegeven dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Maatwerk bestellingen kunnen niet worden geruild.